

滅菌済 TMPスーチャーリング



- ・再使用禁止・一般医療機器
- ・エチレンオキサイドガス滅菌済
- ・一般的名称：縫合糸ガイド(36129000)
- ・届出番号 23B1X00012000005

- ・人工弁、中隔欠損パッチなどに使用される縫合糸の整理が容易にできます。
- ・縫合糸の整理が容易にできますので、心臓を確認する視野が広くなり、心筋保護、局所冷却も十分に施行できます。
- ・エチレンオキサイドガス滅菌済です。
- ・ディスプレイザブルなので感染の心配はありません。

製品番号	外径 (cm)	切込数 (2 対)	JAN コード	標準小売価格
SUR-L	29	56	4562382430159	8,000 円
SUR-M	24	46	4562382430142	
SUR-S	20.5	38	4562382430135	

発売元

松田医科工業株式会社
東京都文京区湯島 2-13-4
TEL03-3814-8911 FAX03-3814-8910

製造販売元

株式会社東海メディカルプロダクツ
愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地
TEL 0568-81-7954